



GRUPO PHOEPRYSE

S.A DE C.V

FICHA TÉCNICA



CONTENEDOR RLP-3R.

Permite el desecho seguro de:

Sangre y sus componentes en forma líquida y sus derivados.
Fluidos corporales.

Cuando se encuentre lleno a su capacidad máxima indicada en el recipiente, éste deberá ser desechado de acuerdo a la NOM-087 ECOL-SSA1-2002, la cual menciona que se debe esterilizar e incinerar al término de su uso.

Capacidad: 3.0 Lts.

Código de Artículo: RLP- 3.0 R

Norma que se cumple para la fabricación del producto:
NOM-087-ECOL-SSA1-2002

Descripción

Los contenedores herméticos de Grupo Phoepryse, están diseñados para desechar de manera segura los residuos líquidos de sangre y no anatómicos producidos en hospitales, veterinarias, etc.

Consiste en:

-Recipiente

-Tapa mayor con apertura para tirar los residuos.

-Tapar rosca menor la cual cierra la apertura de la tapa mayor.

-Cinturón de seguridad, asegura la tapa mayor al recipiente.

COMPONENTES

- Recipiente

Material con el que esta elaborado: Polipropileno rígido virgen.

Color: Rojo

- Tapa mayor

Material con el que esta elaborado: Polipropileno rígido virgen.

Color: Rojo


- Taparrosca

Material con el que esta elaborado: Polipropileno rígido virgen.

Color: Rojo

Dimensiones del recipiente

Largo inferior	16.41 cm
Ancho inferior	10.16 cm
Largo superior ext.	19.75 cm
Ancho superior ext.	13.51 cm
Altura	17.42 cm
Espesor	0.15 cm



GRUPO PHEPRYSE

Calle Oaxaca 24, Loma de San Miguel, San José El Vidrio, Nicolás Romero, Estado de México.

CP: 54449

R.F.C: GPH1601212Z3

TEL: 5620279761, 5589940943

Correo: phoeprysecont@gmail.com




GRUPO PHOEPRYSE

S.A DE C.V

FICHA TÉCNICA

Dimensiones de la tapa mayor

Largo	19.89 cm
Ancho	13.67 cm
Altura	2.16 cm
Espesor	0.15 cm



Cantidad por bolsa plástica traslúcida:

- 50 recipientes y 50 tapas.